

## Workaround installatie OFO-base versie 3.1.87

### Toelichting.

Deze versie is specifiek beschikbaar gesteld voor gebruikers van een eerdere versie van OFO-base die de licentie voor 2011 **niet** hebben verlengd.

Voor de installatie dient u volledige rechten (administrator) op het computersysteem te hebben, aangezien de setup onder meer registerbestanden van Windows bijwerkt.

**OFO-base versie 3.1.87 kan als volledig nieuwe installatie** maar ook als update op een eerdere versie worden geïnstalleerd. Voor een nieuwe installatie op een systeem waarop geen eerdere versie van OFO-base aanwezig is geldt simpelweg dat de "start.bat" gestart en doorlopen dient te worden (dus niet de setup starten). OFO-base wordt default geïnstalleerd in \PROGRAM FILES\MEDIPARC\OFO en de data in \PROGRAM FILES\MEDIPARC\OFO\DATA.

**OFO-base versie 3.1.87 installeren op een systeem met een eerdere versie van OFO-base** vergt iets meer aandacht:

- o Save de aanwezig data (default map \PROGRAM FILES\CN PARTNERS\OFO\DATA of \PROGRAM FILES\MEDIPARC B.V\OFO BASE\DATA) en sla deze gegevens in een tijdelijke directory op
- o De-installeer OFO-base via control panel (configuratiescherm)-- software
- o Voer "start.bat" uit. Hiermee worden oude OFO-componenten uit het register verwijderd. Vervolgens wordt automatisch de setup gestart
- o OFO-base wordt default geïnstalleerd in \PROGRAM FILES\MEDIPARC\OFO
- o Kopieer de eerder opgeslagen data vanuit de tijdelijke directory terug naar de datadirectory van OFO-base (default \PROGRAM FILES\MEDIPARC\OFO\DATA)
- o Bij plaatsing van de data op een andere locatie dient DATA.INI hierop te worden aangepast. DATA.INI staat default in \PROGRAM FILES\MEDIPARC\OFO en dit is dezelfde directory waar ook OFO.EXE staat

Bij het starten van OFO-base wordt de database van versie 2.x automatisch (en uiteraard éénmalig) geconverteerd waarna u met het programma aan de gang kunt.

### Licentie voor 2011 wel verlengd.

Heeft u de licentie voor 2011 verlengd dan kunt u het programma direct gebruiken. Zie de handleiding voor uitgebreide instructies.

### Licentie voor 2011 niet verlengd.

Heeft u de licentie niet verlengd dan beantwoordt u na de setup de vraag "wilt u de licentie nu activeren?" met **NEE**. OFO-base wordt dan gestart, maar u kunt geen nieuwe patiënten en/of onderzoekgegevens meer invoeren.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar [ofomediparc.nl](mailto:ofomediparc.nl) of bellen met 035 64 22 111, keuze 1-2-2.

© Mediparc B.V., november 2010.